



Artikelnummer 1000021333



Einlagen/Vorlagen für Herren, ABENA Man, Special, Weiß, Violetter Farbcode, Premium

- ✓ Effektiver Kern mit Top-Dry-Technologie sorgt für schnelle Absorption und trockene Oberfläche
- ✓ Einzigartige Auslaufbarrieren für zusätzlichen Schutz
- ✓ Superweich – bietet optimalen Komfort
- ✓ 100% Atmungsaktivität für gesunde Haut



Produktbeschreibung

Das ABENA Man Special ist speziell für die männliche Anatomie konzipiert. Diese hochwertigen Herren-Einlagen/Vorlagen wurde für mittlere bis schwere Inkontinenz entwickelt und ist auch eine sichere Lösung für den nächtlichen Gebrauch. ABENA Man Special ist aus einem hochwertigen Vliesstoff gefertigt, der für besondere Weichheit sorgt. Das dermatologisch getestete Produkt ist mit der Top-Dry-Technologie von ABENA ausgestattet, die für eine schnelle Absorption und eine trockene Oberfläche sorgt, auch nach wiederholtem Urinieren, und so ein optimales Gleichgewicht der Haut gewährleistet und den Komfort erhöht. Die atmungsaktive und anatomisch geformte Einlage/Vorlage trägt zur Gesunderhaltung der Haut bei und bietet eine gute Passform. Das Produkt ist mit einem einzigartigen Barriersystem mit integrierten Taschen ausgestattet, die zusätzlichen Schutz bieten. Das Geruchssystem minimiert das Risiko von unangenehmen Gerüchen. Das dermatologisch getestete Produkt trägt das Nordic Swan Ecolabel.



Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Einlagen/Vorlagen für Herren
Marke	ABENA
Produktserie	Man
Größe	Special
Farbe	Weiß
Besonderheiten	Violetter Farbcode
Material	ECF-Fluff, PE, atmungsaktives, textilähnliches Material (BTBS), Elastan, Vliesstoff, PP, Harz, SAP
Länge/Tiefe	73 cm
Breite	37 cm
Toleranz	+/- 10%
Saugstärke Rothwell	2800 ml
Geschlecht	Männlich
Qualitätsstufe	Premium
Zertifizierungen	CE, MD, Nordischer Schwan.
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
PZN Packung	17511383
PZN Karton	17511408
Sicherheitshinweise und Warnungen	Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen Kann recycelt oder verbrannt werden.

Anwendungshinweis

ABENA Man Special eignet sich besonders für Männer mit mittlerer bis schwerer Inkontinenz und ist auch eine sichere Lösung für die Anwendung in der Nacht. Produkterkennung mit Hilfe von Farbcodes, Namen und einem Nummerierungssystem. Dieses Produkt sollte immer mit spezieller Fixierunterwäsche, wie z.B. unseren ABENA Fix Produkten, verwendet werden. Fixierhosen gewährleisten einen guten Sitz und verringern das Risiko des Auslaufens. Ziehen Sie die Fixierhose bis zur Mitte der Beine hoch. Falten Sie die Einlage/Vorlage der Länge nach so, dass eine Schalenform entsteht, deren Rückseite nach außen zeigt. Führen Sie die Einlage/Vorlage von vorne nach hinten zwischen den Beinen hindurch. Positionieren Sie das obere Ende der Einlage/Vorlage am Steißbein. Spreizen Sie die Rückseite der Windel waagrecht, so dass zwischen den Beinen eine Tassenform entsteht. Prüfen Sie mit dem Feuchtigkeitsanzeiger, ob das Produkt genau in der Mitte positioniert ist. Breiten Sie die Einlage/Vorlage vorn aus. Ziehen Sie die Fixierhosen nach oben in Position. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Anlegetechnik.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
Kart	92 Stck	60 cm	40 cm	45.2 cm	5713571001097
pckg	23 Stck	34.5 cm	20 cm	29 cm	5713571001080
Stck	1 Stck				



Das Nordische Umweltzeichen bzw. der „Nordische Schwan“ ist ein offizielles skandinavisches Umweltzeichen. Produkte mit dem Nordischen Umweltzeichen erfüllen strenge Umweltvorschriften in Bezug auf Rohstoffproduktion, Verwendung, Dokumentation und Sicherheit.



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Auslaufbarrieren im Beinausschnitt und um den absorbierenden Kern verhindern ein Auslaufen und sorgen für eine optimale Passform.



Ihre Garantie, dass unsere Produkte auf Inhaltsstoffe getestet wurden, die möglicherweise Hautreizungen verursachen können. Die Tests wurden von einem unabhängigen Labor durchgeführt.



Der saugstarke Kern stellt mit seiner einzigartigen Struktur ein schnelles Absorbieren des Urins sicher, sodass die Oberfläche selbst nach mehreren Entleerungen der Blase trocken bleibt.



Die Neutralisierung von Gerüchen ist ein entscheidender Faktor, um eine diskrete Anwendung sicherzustellen. Die Inkontinenzprodukte von ABENA zeichnen sich durch eine minimale Geruchsentwicklung aus.



Die Oberfläche des 100 % atmungsaktiven Produkts mit Auslaufschutz bleibt dank Top-Dry-Funktion auch nach mehreren Entleerungen der Blase trocken. Dies trägt zum Aufrechterhalt des natürlichen pH-Werts der Haut und somit zu deren Gesundheit bei.



Das Produkt ist für erhöhten Tragekomfort vollständig atmungsaktiv und eignet sich auch für den längeren Einsatz. Beugt Hautreizungen vor.



Tropfensystem, welches die Saugstärke anzeigt. Je mehr Tropfen, desto höher die Absorption. Es umfasst 1 bis 9 Tropfen.



Das Produkt ist latexfrei.



Die einzigartige Top-Dry-Funktion sorgt für eine schnelle Absorption, sodass die Oberfläche selbst nach mehreren Entleerungen der Blase trocken bleibt.



Der Nässeindikator ist ein flüssigkeitsempfindlicher Streifen, der die Farbe ändert und dadurch anzeigt, wann das Produkt gewechselt werden muss.



Die Verpackung besteht zu 30% aus PCR-Material, d. h. aus vom Verbraucher bereits verwendeten Kunststoffen. So können wir unseren Plastikmüll reduzieren und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

